

اختبار SENTiFIT® iFOB

للكشف الكمي عن الهيموغلوبين البشري في عينات البراز

الأمر بهذه السهولة

التعليمات التالية توضح الطريقة الصحيحة لأخذ عينة SENTiFIT® iFOB اختبار صحي وغير معقد البراز في ست خطوات.

ملاحظة: عند حصولك على عبوة لجمع البراز من طبيبك يرجى اتباع التعليمات الموجودة على العبوة

ملاحظات عامة


- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال
- يجب عدم ابتلاع السائل الموجود في الأنبوب وعدم ملامسته للعينين أو الأغشية المخاطية. في حال حدوث تماس عرضي، راجع الطبيب فورًا
- خذ عينة البراز مباشرة بعد التبرز
- لا تُدخل الأنبوب أو أي جزء منه أبدًا في فتحة الشرج
- لا تؤخذ عينة البراز أثناء فترة الحيض أو عند وجود نزيف من فتحة الشرج (مثل البواسير أو لأسباب أخرى) أو إذا تلوث البراز بالبول
- أنبوب أخذ العينة يستخدم لمرة واحدة فقط، ويجب تجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة
- لا تفتح الغطاء الشفاف ولا تحاول فتحه





١.

اذهب إلى المرحاض. ضع بعض ورق المرحاض داخل المرحاض. يجب أن تتم عملية التبرز فوق ورق المرحاض. تجنب ملامسة الماء أو البول.



٣.

اغرس عود أخذ العينة في أربعة أماكن مختلفة من البراز دون إدخاله بعمق، ثم مرره بشكل متقاطع على السطح.



٥.

أعد الغطاء الأخضر إلى الأنبوب وأغلقه جيداً



٢.

أمسك الأنبوب بثبات بحيث يكون الغطاء الأخضر للأعلى وافتحه، وحافظ على الأنبوب من الانقلاب



٤.

تأكد من أن انثناءات العود مغطاة بالبراز ويجب ان لا تكون ممتلئة زيادة عن اللزوم



٦.

اقلب الأنبوب عدة مرات مع مراعاة عدم فتحه نهائياً، يرجى إعادة أنبوب العينة إلى طبيبك في موعد أقصاه اليوم التالي لأخذ العينة