

Test SENTiFIT iFOB

Pour le dosage quantitatif de l'hémoglobine humaine dans les selles

C'est très simple

Le test SENTiFIT® iFOB est très simple et hygiénique à utiliser. Les instructions suivantes expliquent le prélèvement correct de l'échantillon de selles en six étapes.

Remarque: Si votre médecin vous a remis un dispositif de recueil des selles, veuillez suivre les instructions qui y figurent.

Remarques générales

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le liquide contenu dans le tube ne doit pas être avalé ni entrer en contact avec les yeux ou les muqueuses. Le tube est conçu de manière à empêcher toute fuite du liquide. En cas de contact accidentel, consultez immédiatement un professionnel de santé.
- Prélevez l'échantillon de selles immédiatement après l'émission des selles.
- N'introduisez jamais le tube ni aucune de ses parties dans l'anus.
- Ne prélevez pas d'échantillon de selles pendant les règles, en cas de saignement au niveau de l'anus (par exemple à cause d'hémorroïdes ou pour une autre raison) ou si les selles sont contaminées par de l'urine.
- Utilisez le tube une seule fois et évitez l'exposition directe au soleil.
- N'ouvrez pas et n'essayez pas d'ouvrir le capuchon transparent.






- 1.** Allez aux toilettes. Placez un peu de papier toilette dans la cuvette. Défécuez sur le papier toilette. Évitez tout contact avec l'eau ou l'urine.



- 2.** Dévissez le bouchon vert avec la tige de prélèvement. Ne tenez pas le tube à l'envers.



- 3.** Introduisez la tige de prélèvement en quatre endroits différents sans aller trop profondément. Passez-la ensuite en croix sur la surface.



- 4.** Veillez à ce que toutes les rainures soient remplies de selles. Ne prélevez pas une quantité excessive.



- 5.** Revissez fermement le bouchon vert sur le tube.



- 6.** Retournez le tube plusieurs fois de haut en bas. Ne l'ouvrez plus ensuite. Rapportez le tube à votre médecin au plus tard le lendemain du prélèvement.