

Тест SENTiFIT® iFOB

Для количественного определения человеческого гемоглобина в образцах кала

Это очень просто

Тест SENTiFIT® iFOB прост и гигиеничен в использовании. Следующая инструкция показывает правильный забор образца кала в шесть шагов.

Примечание: Если врач выдал вам приспособление для сбора кала, следуйте инструкции на нём.

Общие указания

- Храните контейнер в недоступном для детей месте.
- Жидкость в контейнере нельзя проглатывать и допускать её попадания в глаза или на слизистые оболочки. При случайном контакте немедленно обратитесь к врачу.
- Возьмите образец кала сразу после дефекации.
- Ни в коем случае не вводите контейнер или его части в задний проход.
- Не берите образец кала во время менструации, при кровотечении из заднего прохода (например, из-за геморроя или по другим причинам), а также если кал загрязнён мочой.
- Используйте контейнер только один раз и избегайте прямых солнечных лучей.
- Не открывайте и не пытайтесь открыть прозрачную крышку.






1.
Подойдите к туалету. Положите немного туалетной бумаги в унитаз. Испражнение должно происходить на туалетную бумагу. Избегайте контакта с водой или мочой.



2.
Отвинтите зелёную крышку с палочкой для отбора пробы. Не держите пробирку вверх дном.



3.
Введите палочку для отбора пробы в кал в четырёх местах, не слишком глубоко. Затем проведите ею крест-накрест по поверхности.



4.
Убедитесь, что все углубления заполнены калом. Не набирайте слишком много кала.



5.
Плотно закрутите зелёную крышку обратно на пробирку.



6.
Несколько раз переверните пробирку. После этого её больше нельзя открывать. Верните пробирку врачу не позднее следующего дня после взятия образца.