

SENTiFIT® iFOB Testi

İnsan dışkı örneklerinde hemoglobinin kantitatif tespiti için

Kullanımı çok kolaydır

SENTiFIT® iFOB testi son derece kolay ve hijyenik bir şekilde uygulanır. Aşağıdaki talimatlar dışkı örneğinin doğru şekilde alınmasını altı adımda göstermektedir.

Not: Doktorunuz size ayrıca bir dışkı toplama aparatı verdiyse, lütfen üzerinde yer alan talimatları da dikkate alın.


Genel bilgiler

- Kabı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Kap içindeki sıvı yutulmamalı ve gözler veya mukozalar ile temas ettirilmemelidir. Kap, sıvının dışarı sızmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Kazara temas halinde derhal sağlık personeline başvurun.
- Dışkı örneğini dışkılama işleminden hemen sonra alın.
- Kabı veya herhangi bir parçasını kesinlikle anüse yerleştirmeyin.
- Dışkı örnekleri adet döneminde, anüste kanama varsa (örneğin hemoroid nedeniyle veya başka sebeplerle) ya da dışkı idrarla kirlenmişse alınmamalıdır.
- Kabı yalnızca bir kez kullanın ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Şeffaf kapağı açmayın veya açmaya çalışmayın.





- 1.** Tuvalete gidin. Klozetin içine bir miktar tuvalet kâğıdı yerleştirin. Dışkılama işlemi tuvalet kâğıdının üzerine yapılmalıdır. Su veya idrar ile temasından kaçının.



- 3.** Numune alma çubuğunu dışkının dört farklı noktasına çok derin olmayacak şekilde batırın. Ardından yüzey üzerinde çapraz şekilde gezdirin.




- 2.** Numune alma çubuğunun bulunduğu yeşil kapağı çevirerek açın. Tüpü ters çevirmeyin.



- 4.** Çubuğun üzerindeki tüm olukların dışkı ile dolu olduğundan emin olun. Gereğinden fazla dışkı almayın.



- 5.** Yeşil kapağı tekrar tüpe sıkıca vidalayın.



- 6.** Tüpü birkaç kez baş aşağı çevirin. Bundan sonra tüpü tekrar açmayın. Tüpü en geç örnek alımını takip eden gün doktorunuza teslim edin.