

SENTiFIT® iFOB teszt

Emberi hemoglobin mennyiségi kimutatására székletmintából.

Ilyen egyszerűen működik

A SENTiFIT® iFOB teszt használata egyszerű és higiénikus.

Az alábbi útmutató hat lépésben mutatja be a székletminta helyes mintavételét.

Megjegyzés: Ha orvosától székletgyűjtő eszközt is kapott, kövesse az azon található útmutatót.

Általános tudnivalók

- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A tartályban lévő folyadékot tilos lenyelni, továbbá kerülni kell, hogy szembe vagy nyálkahártyára kerüljön. A tartály úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását.
- A székletmintát közvetlenül a székletürítés után vegye le.
- A tartályt vagy annak részeit semmiképpen ne helyezze a végbélnyílásba.
- Menstruáció alatt, végbélvérzés esetén (pl. aranyér vagy más ok miatt), illetve ha a széklet vizelettel szennyeződött, ne vegyen székletmintát.
- A tartály csak egyszer használható, és óvni kell a közvetlen napfénytől.
- Az átlátszó kupakot ne nyissa ki, és ne próbálja kinyitni.






- 1.** Menjen a mosdóba. Helyezzen néhány réteg toalettpapírt a WC-csészébe. A székletürítést a toalettpapírra végezze. Kerülje, hogy a székletminta vízzel vagy vizelettel érintkezzen.



- 2.** Csavarja le a zöld kupakot a mintavevő pálcával együtt. Ne tartsa a csövet fejjel lefelé.



- 3.** A mintavevő pálcát négy különböző helyen, nem túl mélyen szúrja a székletbe. Ezután húzza végig keresztirányban a felszínen.



- 4.** Ügyeljen arra, hogy a pálca minden bemélyedése megteljen széklettel. Ne vegyen túl nagy mennyiségű mintát.



- 5.** Csavarja vissza szorosan a zöld kupakot a csőre.



- 6.** Fordítsa a csövet többször fejjel lefelé, majd vissza. Ezután már ne nyissa ki. A csövet legkésőbb a mintavételt követő napon juttassa vissza kezelőorvosának.