

Nachname _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Vers.Nr. _____

Krankenkasse _____ W M

Adresse _____

Diagnose _____

Abnahme-Datum: _____ Abnahme-Zeit: _____

ANALYSEN-ANFORDERUNGSSCHEIN**Beta-Amyloid 42/40-Ratio**

Dieser Anforderungsschein wurde für Einsendern von labors.at erstellt, die ihre Beta-Amyloid-42/40-Ratio-Proben über den labors.at-Probentransport innerhalb von 6 Stunden an die labors.at-Zentrale übermitteln.

Präanalytik:

Bitte beachten Sie: Die Proben müssen gekühlt bei +4° Celsius transportiert werden und innerhalb von 6 Stunden im Labor einlangen. Die Probe darf nicht gefroren werden.

Vorgehen:

- Bitte fordern Sie zeitgerecht noch vor der Blutabnahme eine Akut-Abholung der Probe an (telefonisch unter 01/26053-600), damit wir die Probe auf schnellstem Wege in unser Labor transportieren können.
- Bitte beschriften Sie das Röhrchen und den Anforderungsbeleg, mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten. Bitte planen Sie die Blutentnahme wenn möglich zeitnahe zur Abholung durch unsere Fahrer:innen.
- Nach der Abnahme geben Sie das EDTA-Röhrchen in den (bei +4°C vorgekühlten) Kühlcontainer. NICHT zentrifugieren.

Benötigte Materialien:

- 9 ml Röhrchen mit K2EDTA (Spezialröhrchen)
- Kühlcontainer (bitte im Kühlschrank bei +4°C lagern)
- Anforderungsbeleg

Das alles können Sie telefonisch unter 01/26053-600 anfordern.